

单独新增设备档案指引流程

一、进入设备档案管理中新增设备档案界面。

医疗设备管理平台

医疗机构测试1

消息 张三 系统设置

当前位置 > 设备档案管理 > 新增设备档案

新增设备档案

| | | | | | | | |
|--------|----------------------|----|----------|----------------------|----|------|----------------------|
| * 设备名称 | <input type="text"/> | 选择 | * 所属科室名称 | <input type="text"/> | 选择 | 规格型号 | <input type="text"/> |
| 设备编码 | <input type="text"/> | | 单位 | <input type="text"/> | | 设备品牌 | <input type="text"/> |
| 产地 | <input type="text"/> | | 生产厂家 | <input type="text"/> | | 序列号 | <input type="text"/> |
| 质保类型 | <input type="text"/> | | UDI码 | <input type="text"/> | | 生产日期 | <input type="text"/> |
| 质保到期日 | <input type="text"/> | | 购买日期 | <input type="text"/> | | 安装日期 | <input type="text"/> |
| 计量方式 | <input type="text"/> | | 保养方式 | <input type="text"/> | | 设备描述 | <input type="text"/> |

维保商 保养计划 计量计划 配置许可证 操作证 附件

保存

二、在设备目录中选择设备名称。

☰ 医疗机构测试1 消息 张三 系统设置

当前位置 > 设备档案管理 > 新增设备档案

新增设备档案

| | | | | | | | |
|--------|----------------------|-----------------|----------|----------------------|-----------------|------|----------------------|
| * 设备名称 | <input type="text"/> | 选择 | * 所属科室名称 | <input type="text"/> | 选择 | 规格型号 | <input type="text"/> |
| 设备编码 | <input type="text"/> | | 单位 | <input type="text"/> | | 设备品牌 | <input type="text"/> |
| 产地 | <input type="text"/> | | 生产厂家 | <input type="text"/> | | 序列号 | <input type="text"/> |
| 质保类型 | <input type="text"/> | | UDI码 | <input type="text"/> | | 生产日期 | <input type="text"/> |
| 质保到期日 | <input type="text"/> | | 购买日期 | <input type="text"/> | | 安装日期 | <input type="text"/> |
| 计量方式 | <input type="text"/> | | 保养方式 | <input type="text"/> | | 设备描述 | <input type="text"/> |

维保商 保养计划 计量计划 配置许可证 操作证 附件

保存

若已有设备目录中没有需要的设备名称:

1. 点击右上角新增设备目录。

The screenshot displays a web application interface for medical equipment management. A modal window titled "请选择设备目录" (Please select device directory) is open, showing a table of existing device directories. The table has columns for "操作" (Action), "设备目录名称" (Device Directory Name), "设备编码" (Device Code), "设备类型" (Device Type), "规格型号" (Specification Model), "单位" (Unit), and "设备品牌" (Device Brand). The "新增设备目录" (Add Device Directory) button is highlighted with a red box. The background interface includes a sidebar with navigation options like "设备档案管理" (Equipment Record Management) and "新增设备档案" (Add Equipment Record), and a top header with "医疗机构测试1" (Medical Institution Test 1) and user information.

| 操作 | 设备目录名称 | 设备编码 | 设备类型 | 规格型号 | 单位 | 设备品牌 |
|--------------------------|----------------------|------|------|--------------------|----|---------|
| <input type="radio"/> 详请 | 螺丝钉 | | | SUINH | | 史密斯 |
| <input type="radio"/> 详请 | 法国赛特力高频电刀 | | | 25升MOST-T | | 法国赛特力 |
| <input type="radio"/> 详请 | 新华牌三次预真空灭菌器 | | | 24升MOST-T | | 新华牌 |
| <input type="radio"/> 详请 | 直读式x-r辐射个人剂量当量(率)监测仪 | | | DP802i | | 任机 |
| <input type="radio"/> 详请 | 数字化乳腺X射线机(MG) | | | INSPIRATION | | SIEMENS |
| <input type="radio"/> 详请 | 数字化医用X射线摄影系统(DR) | | | YSIO | | SIEMENS |
| <input type="radio"/> 详请 | 高压注射器 | | | (PM) | | 拜耳 |
| <input type="radio"/> 详请 | 高压注射器 | | | Spectris Solaris D | | 拜耳 |

2. 编辑完成后点击下方保存键即可。

医疗设备管理平台

医疗机构测试1

消息 张三 系统设置

当前位置 > 基础资料 > 设备目录 > 新增设备目录

新增设备目录

| | | | | | |
|------|-----------------------------------|----------|---|--------|--|
| 设备编码 | <input type="text"/> | * 设备目录名称 | <input type="text" value="检眼镜"/> | * 设备类型 | <input type="text" value="无"/> |
| 规格型号 | <input type="text" value="YZ6H"/> | 单位 | <input type="text"/> | 设备品牌 | <input type="text" value="三威"/> |
| 产地 | <input type="text"/> | 生产厂家 | <input type="text"/> | 经销商 | <input type="text"/> |
| 设备描述 | <input type="text"/> | 附件 |  + 上传 下载 删除 | 备注 | <input type="text"/> |
| 启用状态 | <input type="text" value="启用"/> | 录入人 | <input type="text" value="张三"/> 选择 | 录入时间 | <input type="text" value="2022-01-06 10:02:37"/> |

保存

3. 保存后关闭当前界面，回到新增设备档案页面。

医疗设备管理平台

医疗机构测试1

消息 张三 系统设置

当前位置 > 基础资料 > 设备目录 > 查询设备目录

基础资料/设备目录

新增设备目录 导出Excel

请输入关键词 查询 设备类型: 设备品牌: 启用状态:

| 序号 | 操作 | 设备目录名称 | 规格型号 | 设备类型 | 设备编码 | 单位 | 设备品牌 | 产地 |
|----|----------|-----------------------|--------------------|------|------|----|---------|----|
| 1 | 详情 修改 删除 | 检眼镜 | YZ6H | | | | 三葳 | |
| 2 | 详情 修改 删除 | 螺丝钉 | SUINH | | | | 史密斯 | |
| 3 | 详情 修改 删除 | 法国赛特力高频电刀 | 25升MOST-T | | | | 法国赛特力 | |
| 4 | 详情 修改 删除 | 新华牌三次预真空灭菌器 | 24升MOST-T | | | | 新华牌 | |
| 5 | 详情 修改 删除 | 直读式x-r 辐射个人剂量当量(率)监测仪 | DP802i | | | | 任机 | |
| 6 | 详情 修改 删除 | 数字化乳腺X射线机(MG) | INSPIRATION | | | | SIEMENS | |
| 7 | 详情 修改 删除 | 数字化医用X射线摄影系统(DR) | YSIO | | | | SIEMENS | |
| 8 | 详情 修改 删除 | 高压注射器 | (PM) | | | | 拜耳 | |
| 9 | 详情 修改 删除 | 高压注射器 | Spectris Solaris D | | | | 拜耳 | |

上一页 1 下一页 10条/页

三、选择设备所属科室。

医疗设备管理平台

医疗机构测试1

消息 张三 系统设置

当前位置 > 设备档案管理 > 新增设备档案

新增设备档案

| | | | | | | | |
|--------|----------------------|----|----------|----------------------|----|------|----------------------|
| * 设备名称 | <input type="text"/> | 选择 | * 所属科室名称 | 眼科 | 选择 | 规格型号 | <input type="text"/> |
| 设备编码 | <input type="text"/> | | 单位 | <input type="text"/> | | 设备品牌 | <input type="text"/> |
| 产地 | <input type="text"/> | | 生产厂家 | <input type="text"/> | | 序列号 | <input type="text"/> |
| 质保类型 | <input type="text"/> | | UDI码 | <input type="text"/> | | 生产日期 | <input type="text"/> |
| 质保到期日 | <input type="text"/> | | 购买日期 | <input type="text"/> | | 安装日期 | <input type="text"/> |
| 计量方式 | <input type="text"/> | | 保养方式 | <input type="text"/> | | 设备描述 | <input type="text"/> |

维保商 保养计划 计量计划 配置许可证 操作证 附件

保存

若已有科室中没有所需科室：点击右上角**新增科室**，编辑完成后点击下方**保存**键即可，保存后关闭当前界面，回到新增设备档案页面。

医疗设备管理平台 医疗机构测试1 消息 张三 系统设置

请选择科室

请输入查询条件 查询 新增科室 刷新

| 操作 | 科室名称 |
|--------------------------|--------|
| <input type="radio"/> 详请 | 眼科 |
| <input type="radio"/> 详请 | 钼靶室 |
| <input type="radio"/> 详请 | DR室 |
| <input type="radio"/> 详请 | 影像中心 |
| <input type="radio"/> 详请 | MR室 |
| <input type="radio"/> 详请 | CT室 |
| <input type="radio"/> 详请 | PETMR室 |
| <input type="radio"/> 详请 | PETCT室 |
| <input type="radio"/> 详请 | 后勤科 |
| <input type="radio"/> 详请 | 设备科 |

上一页 1 2 下一页

保存

四、按需填写设备信息（关联维保商、基础信息、保养计划、计量计划、配置许可证、操作证、附件等），填写完相关信息后点击下方保存键。

医疗设备管理平台

医疗机构测试1

消息 张三 系统设置

当前位置 > 设备档案管理 > 新增设备档案

新增设备档案

| | | | | | |
|-------|------------------------------------|------|--|------|---|
| 设备编码 | <input type="text" value="011"/> | 单位 | <input type="text" value="台(套)"/> | 设备品牌 | <input type="text" value="三威"/> |
| 产地 | <input type="text" value="中国"/> | 生产厂家 | <input type="text" value="三威"/> | 序列号 | <input type="text" value="011"/> |
| 质保类型 | <input type="text" value="保内"/> | UDI码 | <input type="text" value="592642842"/> | 生产日期 | <input type="text" value="2022-01-01"/> |
| 质保到期日 | <input type="text" value="请选择日期"/> | 购买日期 | <input type="text" value="请选择日期"/> | 安装日期 | <input type="text" value="2022-01-06"/> |
| 计量方式 | <input type="text" value="外送计量"/> | 保养方式 | <input type="text" value="清洁保养"/> | 设备描述 | <input type="text"/> |

维保商 保养计划 计量计划 配置许可证 操作证 附件

* 服务商名称 * 授权时间

授权内容 查看设备档案资料 查看设备维修记录 查看设备保养记录 查看设备计量记录

过期预警 是否提前预警 * 提前天数

五、保存后将自动跳转至查询设备档案页面，此时可点击详情查看设备所有信息，若有错漏可点击修改键进行编辑。

The screenshot displays the 'Medical Equipment Management Platform' interface. The left sidebar contains navigation options such as 'Home', 'Equipment Archive Management', 'New Equipment Archive', 'Query Equipment Archive', 'QR Code Printing', 'QR Code Printing Order', 'Equipment Archive Import', 'Work Order Management', 'Maintenance Work', 'Warning Plan', 'Certificate Management', 'Spare Parts Management', 'Out-of-office Business Management', 'Temporary Staff Management', 'Statistical Reports', 'Adverse Event Management', and 'Knowledge Base'. The main content area is titled 'Medical Institution Test 1' and shows the 'Query Equipment Archive' page. It includes a search bar with a 'Query' button and a 'Department' dropdown menu. Below the search bar is a table of equipment records. The first record, 'Inspection Glasses', has its 'Details' button highlighted with a red box. The table columns are: Serial Number, Operation, Archive Status, Equipment Name, Unique Code, Department Name, Specification Model, Equipment Code, Unit, and Origin. At the bottom right, there are pagination controls showing 'Previous Page', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', 'Next Page', '10 items/page', and a 'Jump to' field.

| 序号 | 操作 | 在档状态 | 设备名称 | 唯一码 | 所属科室名称 | 规格型号 | 设备编码 | 单位 | 产地 |
|----|----|------|-------------|--------|--------|---------------------|------|------|----|
| 1 | 详情 | 在档 | 检眼镜 | 000075 | 眼科 | YZ6H | 011 | 台(套) | 中国 |
| 2 | 详情 | 在档 | 螺丝钉 | 000074 | 眼科 | SUINH | | | |
| 3 | 详情 | 在档 | 螺丝钉 | 000073 | 眼科 | SUINH | | | |
| 4 | 详情 | 在档 | 法国赛特力高频电刀 | 000072 | 口腔科 | 25升MOST-T | | | |
| 5 | 详情 | 在档 | 新华牌三次预真空灭菌器 | 000071 | 口腔科 | 24升MOST-T | | | |
| 6 | 详情 | 在档 | 电动吸引器(斯曼峰) | 000070 | 口腔科 | YX9300 | | | |
| 7 | 详情 | 在档 | 电动吸引器(斯曼峰) | 000069 | 口腔科 | YX9300 | | | |
| 8 | 详情 | 在档 | 高压注射器 | 000068 | CT室 | Spectris Solaris D | | | |
| 9 | 详情 | 在档 | 高压注射器 | 000067 | MR室 | Spectris Solaris EP | | | |
| 10 | 详情 | 在档 | 高压注射器 | 000066 | MR室 | Spectris Solaris EP | | | |

首页

设备档案管理

新增设备档案

查询设备档案

二维码打印

二维码打印订单

设备档案导入

工单管理

维保作业

预警计划

证照管理

备件管理

委外业务管理

临聘人员管理

统计报表

不良事件管理

知识库

当前位置 > 设备档案管理 > 设备档案详情

档案详情 维保商 保养计划 计量计划 配置许可证 操作证 附件 历史工单 转科记录

设备档案详情 设备名称: 检眼镜 设备编码: 011 唯一码: 000075

修改 消档 停用 打印

所属科室名称: 眼科

规格型号: YZ6H

单位: 台(套)

设备品牌: 三藏

产地: 中国

生产厂家: 三藏

序列号: 011

质保类型: 保内

UDI码: 592642842

生产日期: 2022/01/01 00:00:00

质保到期日:

购买日期:

安装日期: 2022/01/06 00:00:00

计量方式: 外送计量

保养方式: 清洁保养

设备状态: 正常

设备描述:

录入人: 张三

录入人手机号: 17701935212

录入人科室:

录入时间: 2022/01/06 10:37:07

