

保养预警计划设置指引流程

设备保养预警计划设置主要有**两种**方法：

- 一、在预警计划的保养计划界面中设置；
- 二、在设备档案中的新增档案或修改档案详情中设置。

一、方法一：在预警计划中添加和修改（单个或批量）

1. 新增保养预警计划

1) 选择设备

在预警计划的保养计划界面中，点击右上角的**新增设备保养计划**，再点击左上角的**关联设备**。

勾选需要设置保养预警的设备。若设备**计划保养日期**、**循环方式**、**提前预警时间**、**发送通知时间**、**循环周期**等信息一致，可以同时勾选、批量设置预警。

医疗设备管理平台

医疗机构测试1

消息² 张三 系统设置

当前位置 > 预警计划 > 保养计划

设备保养计划

保养计划

①

②

③

新增设备保养计划

请输入关键词 查询 设备类型: 所属科室:

序号	操作	设备名称	设备唯一码	计划保养日期	设备类型	所属科室	预警提前量	发送时间	循环周期(天)
暂无数据									

当前位置 > 预警计划 > 保养计划 > 新增保养计划

新增保养计划

已选择设备

④

关联设备

行号	设备名称	唯一码	设备类型	所属科室
----	------	-----	------	------

请输入查询条件

查询

新增设备档案

刷新

<input type="checkbox"/>	操作	设备名称	唯一码	维保服务商	设备类型	规格型号	单位	序号
⑤ <input type="checkbox"/>	详请	螺丝钉	000073			SUINH		
<input type="checkbox"/>	详请	法国赛特力高频电刀	000072			25升MOST-T		
<input type="checkbox"/>	详请	新华牌三次预真空灭菌器	000071			24升MOST-T		
<input type="checkbox"/>	详请	电动吸引器 (斯曼峰)	000070			YX9300		
<input type="checkbox"/>	详请	电动吸引器 (斯曼峰)	000069			YX9300		
<input type="checkbox"/>	详请	高压注射器	000068			Spectris Solaris D		
<input type="checkbox"/>	详请	高压注射器	000067			Spectris Solaris EP		
<input type="checkbox"/>	详请	高压注射器	000066			Spectris Solaris EP		
<input type="checkbox"/>	详请	B-r检测仪	000065			JB4040		
<input type="checkbox"/>	详请	直读式x-r 辐射个人剂量当量 (率) 监测仪	000064			JB4020		

取消

⑥ 确定

2) 基础设置

设备选择完成后，进行基础设置。填写计划保养日期、保养级别、循环方式、提前预警时间、发送通知时间、循环周期等。

比如，设置计划保养日期是 1 月 20 号，提前预警时间为 5 天，发送时间为 10:00，循环周期为 1 月，那么保养预警的通知就会在每月 15 号开始的每天 10:00 发送到指定人员，直至该预警已被处理或已过期。同时每隔一个月将会生成一个新的保养预警。

基础设置

计划保养日期	<input type="text" value="2022-01-20"/>	保养级别	<input type="text" value="日常保养"/>	循环方式	<input type="text" value="多次"/>
提前预警时间(天)	<input type="text" value="5"/>	发送时间	<input type="text" value="10:00:00"/>	循环周期	<input type="text" value="1"/> 月
描述	<input type="text" value="日常保养"/>				

3) 人员通知&服务内容

勾选通知的发送形式，选择需要通知的人员，选择工单类型为**保养**并填写工单服务内容。点击**保存**，即可完成预警计划。

注意：预警有三种提醒方式，**电脑首页通知**、**短信通知**和**微信通知**。微信通知需要**先登录小程序账号并且关注公众号**才能收到通知。

相关人员指该预警计划的录入人和修改人，指定人员则可以多选已录入平台的任意账号。

通知人员

发送形式 电脑首页通知 短信通知 微信通知 (接收微信通知的用户需先登录小程序绑定账号并关注公众号)

发送给相关人员 录入人 选择 发送给指定人员 李四,张三 选择

发送内容模板 [设备名称]已经快到保养期了, 保养到期日是: [保养到期日], 请及时处理!

自动生成

工单服务类型 保养

工单服务内容 设备日常保养

保存

2. 修改预警计划

点击保养计划界面的**修改**，更正信息，修改完毕后点击**保存**即可。

设备保养计划

保养计划

新增设备保养计划

请输入关键词 设备类型: 所属科室:

<input type="checkbox"/>	序号	操作	设备名称	设备唯一码	计划保养日期	设备类型	所属科室	预警提前量	发送时间
<input type="checkbox"/>	1	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>	电动吸引器 (斯曼峰)	000070	2022-01-20		口腔科	5	10:00:00
<input type="checkbox"/>	2	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>	新华牌三次预真空灭菌器	000071	2022-01-20		口腔科	5	10:00:00
<input type="checkbox"/>	3	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>	法国赛特力高频电刀	000072	2022-01-20		口腔科	5	10:00:00

上一页 **1** 下一页 10条/页

二、方法二：在设备档案中添加和修改（单个）

1. 新增设备时添加保养预警计划

在新增设备档案的同时，点击下方的**保养计划**按钮，进行保养计划的设置。将需要填写的信息填写完毕后，点击**保存**，即可完成设备预警计划。

The screenshot shows a web application interface for adding a new device archive. The interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains a menu with items like '设备档案管理', '新增设备档案', '查询设备档案', '二维码打印', '工单管理', '维保作业', '预警计划', '证照管理', '备件管理', '委外业务管理', '临聘人员管理', '统计报表', '不良事件管理', and '知识库'. The main content area is titled '新增设备档案' and contains a form for adding a new device. The form has several fields for device information, including '设备名称', '所属科室名称', '规格型号', '设备品牌', '设备编码', '单位', '产地', '生产厂家', '序列号', '质保类型', 'UDI码', '生产日期', '质保到期日', '购买日期', '安装日期', '计量方式', and '保养方式'. Below the form, there are tabs for '维保商', '保养计划', '计量计划', '配置许可证', '操作证', and '附件'. The '保养计划' tab is selected and highlighted with a red box and a blue arrow labeled '4'. Below the tabs, there is a '基础设置' section with fields for '计划保养日期', '保养级别', '循环方式', '循环周期', '提前预警时间(天)', and '发送时间'. A '保存' button is located at the bottom right of the form.

当前位置 > 设备档案管理 > 新增设备档案

新增设备档案

*设备名称 选择 *所属科室名称 选择 规格型号

设备编码 单位 设备品牌

产地 生产厂家 序列号

质保类型 UDI码 生产日期

质保到期日 购买日期 安装日期

计量方式 保养方式 设备描述

① ② ③ ④

维保商 **保养计划** 计量计划 配置许可证 操作证 附件

基础设置

计划保养日期 保养级别 循环方式

循环周期 提前预警时间(天) 发送时间

保存

2. 修改已录入设备的保养预警计划

点击**查看设备档案**，进入设备详情后，点击上方的**保养计划**。更正信息后点击**保存**，即可完成设备预警计划的修改。

注：批量导入档案的设备如需添加保养预警计划可在“**查询设备档案**”的**详情**中添加。

The screenshot displays the 'Medical Equipment Management Platform' interface. On the left is a dark blue sidebar with a menu. The main content area is titled '医疗机构测试1' and shows the '设备档案详情' (Equipment Record Details) page for a specific device. The '保养计划' (Maintenance Plan) tab is selected and highlighted with a red box and a circled '3'. The form contains the following fields:

- 基础设置 (Basic Settings):**
 - 计划保养日期 (Plan Maintenance Date): 2022-01-20
 - 保养级别 (Maintenance Level): 日常保养 (Daily Maintenance)
 - 循环方式 (Cycle Mode): 多次 (Multiple)
 - 循环周期 (Cycle Period): 30 天 (Days)
 - 提前预警时间(天) (Advance Warning Time (Days)): 5
 - 发送时间 (Send Time): 10:00:00
 - 计划描述 (Plan Description): 日常保养
- 通知人员 (Notification Personnel):**
 - 发送形式 (Send Method): 电脑首页通知 短信通知 微信通知 (接收微信通知的用户需先登录小程序绑定账号并关注公众号)
 - 发送给相关人员 (Send to relevant personnel): 录入人 (Selected)
 - 发送给指定人员 (Send to specified personnel): 李四,张三 (Selected)
 - 发送消息模板 (Send message template): [设备名称]已经快到保养期了, 保养到期日是: [保养到期日], 请及时处理!

At the bottom right of the form, there is a '保存' (Save) button, which is highlighted with a red box and a circled '4'.