

计量预警计划设置指引流程

设备计量预警计划设置主要有**两种**方法：

- 一、在预警计划的计量计划界面中设置；
- 二、在设备档案中的新增档案或修改档案详情中设置。

一、 方法一：从预警计划中添加和修改（单个或批量）

1. 新增计量预警计划

1) 选择设备

在预警计划的计量计划界面中，点击右上角的**新增设备计量计划**，点击左上角的**关联设备**。

勾选需要设置计量预警的设备。若设备**计划计量日期**、**循环方式**、**提前预警时间**、**发送通知时间**、**循环周期**等信息一致，可以同时勾选、批量设置预警。

医疗设备管理平台

- 首页
- 设备档案管理
- 工单管理
- 维保作业
- 预警计划
- 保养计划
- 计量计划
- 证照管理
- 备件管理
- 委外业务管理
- 临聘人员管理
- 统计报表

当前位置 > 预警计划 > 计量计划

设备计量计划

计量计划

请输入关键词 查询 设备类型: 所属科室:

序号 操作 设备名称 设备唯一码 计划计量日期 设备类型 所属科室 预警提前量 发送时间 循环周期(天)



暂无数据

新增设备计量计划

- 首页
- 设备档案管理
- 工单管理
- 维保作业
- 预警计划
- 保养计划
- 计量计划
- 证照管理

当前位置 > 预警计划 > 计量计划 > 新增计量计划

新增计量计划

已选择设备

关联设备

行号 操作 设备名称 设备唯一码

选择设备

请输入查询条件

查询

新增设备档案

刷新

<input type="checkbox"/>	操作	设备名称	唯一码	维保服务商	设备类型	规格型号	单位	序号
<input type="checkbox"/>	详请	螺丝钉	000073			SUINH		
<input type="checkbox"/>	详请	法国赛特力高频电刀	000072			25升MOST-T		
<input type="checkbox"/>	详请	新华牌三次预真空灭菌器	000071			24升MOST-T		
<input type="checkbox"/>	详请	电动吸引器（斯曼峰）	000070			YX9300		
<input type="checkbox"/>	详请	电动吸引器（斯曼峰）	000069			YX9300		
<input type="checkbox"/>	详请	高压注射器	000068			Spectris Solaris D		
<input type="checkbox"/>	详请	高压注射器	000067			Spectris Solaris EP		
<input type="checkbox"/>	详请	高压注射器	000066			Spectris Solaris EP		
<input type="checkbox"/>	详请	B-r检测仪	000065			JB4040		
<input type="checkbox"/>	详请	直读式x-r 辐射个人剂量当量（率）监测仪	000064			JB4020		

5

6

取消 确定

2) 基础设置

设备选择完成后，进行基础设置。填写计划计量日期、循环方式、提前预警时间、发送通知时间、循环周期等。

比如设置计划计量日期是 1 月 20 号，提前预警时间为 5 天，发送时间为 10:00，循环周期为 1 月，那么计量提醒的通知就会在每月 15 号开始的每天 10:00 发送到指定人员，直至该预警已被处理或已过期。同时每隔一个月将会生成一个新的计量预警。

基础设置

计划计量日期	<input type="text" value="2022-01-20"/>	循环方式	<input type="text" value="多次"/>	提前预警时间(天)	<input type="text" value="5"/>
发送时间	<input type="text" value="11:00:00"/>	循环周期	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="月"/>	
描述	<input type="text"/>				

3) 人员通知&服务内容

勾选通知的发送形式，选择需要通知的人员，选择工单类型为**计量**并填写工单服务内容。点击**保存**，即可完成预警计划。

注意：预警有三种提醒方式，**电脑首页通知**、**短信通知**和**微信通知**。微信通知需要**先登录小程序账号并且关注公众号**才能收到通知。

相关人员指该预警计划的录入人和修改人，指定人员则可以多选已录入平台的任意账号。

The screenshot shows a mobile application interface for configuring a notification plan. The interface is divided into several sections:

- 通知人员** (Notification Personnel): A section header.
- 发送形式** (Send Method): Includes radio buttons for 电脑首页通知 (Computer Home Page Notification), 短信通知 (SMS Notification), and 微信通知 (WeChat Notification). A red box highlights the WeChat notification option with the text: (接收微信通知的用户需先登录小程序绑定账号并关注公众号) (Users receiving WeChat notifications must log in to the mini-program and follow the public account first).
- 发送给相关人员** (Send to Related Personnel): A text input field with the value "录入人" (Entered by) and a blue "选择" (Select) button.
- 发送给指定人员** (Send to Designated Personnel): A text input field and a blue "选择" (Select) button.
- 发送内容模板** (Send Content Template): A text area containing the template: "[设备名称]已经快到计量期了，计量到期日是：[计量到期日]，请及时处理!"
- 自动生成** (Auto-Generate): A section header.
- 工单服务类型** (Work Order Service Type): A dropdown menu with the value "请选择" (Please select).
- 工单服务内容** (Work Order Service Content): A text area for entering the service content.
- 保存** (Save): A blue button at the bottom center, highlighted with a red box.

At the bottom right, there is a navigation bar with icons for home, search, and other functions, and a blue back arrow icon.

2. 修改预警计划

点击计量计划界面的**修改**，更正信息，修改完毕后点击**保存**即可。

设备计量计划

计量计划

新增设备计量计划

请输入关键词 设备类型: 所属科室:

<input type="checkbox"/>	序号	操作	设备名称	设备唯一码	计划计量日期	设备类型	所属科室	预警提前量	发
<input type="checkbox"/>	1	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>	放射性活度计(PETMR)	000044	2022-01-20		PETMR室	5	11:0
<input type="checkbox"/>	2	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>	环境监测用x-r辐射空气比释动能率仪	000045	2022-01-20		影像中心	5	11:0

上一页 1 下一页 10条/页

二、 方法二：从设备档案中添加和修改（单个）

1. 新增设备时添加计量预警计划

在新增设备档案的同时，点击下方的**计量计划**按钮，进行计量计划的设置，将需要填写的信息填写完毕后，点击**保存**，即可完成设备预警计划。

The screenshot displays the 'Medical Equipment Management Platform' interface. The left sidebar contains navigation options, with '设备档案管理' (Equipment Archive Management) and '新增设备档案' (Add New Equipment Archive) highlighted. The main content area is titled '新增设备档案' (Add New Equipment Archive) and contains a form for entering equipment details. A red box highlights the form fields, and a blue arrow points to the '计量计划' (Measurement Plan) tab. The '基础设置' (Basic Settings) section includes fields for '计划计量日期' (Measurement Date), '循环方式' (Cycle Method), '循环周期' (Cycle Period), '提前预警时间(天)' (Advance Warning Time), and '发送时间' (Send Time). A '保存' (Save) button is located at the bottom right of the form.

① 设备档案管理

② 新增设备档案

③ 新增设备档案

④ 计量计划

⑤ 保存

2. 修改已录入设备的计量预警计划

点击**查看设备档案**，进入设备详情后，点击上方**的计量计划**。更正信息后点击**保存**，即可完成设备预警计划的修改。

注：批量导入档案的设备如需添加计量预警计划可在“**查询设备档案**”的**详情**中添加。

The screenshot displays the '设备档案管理' (Equipment Archive Management) interface. The sidebar on the left contains various management options, with '设备档案管理' (Equipment Archive Management) and '查询设备档案' (Query Equipment Archive) highlighted. The main content area shows the '设备计量计划' (Equipment Measurement Plan) configuration page. The top navigation bar includes tabs for '档案详情' (Archive Details), '维保商' (Maintenance Provider), '保养计划' (Maintenance Plan), '计量计划' (Measurement Plan), '配置许可证' (Configuration License), '操作证' (Operation Certificate), '附件' (Attachments), '历史工单' (Historical Work Orders), and '转科记录' (Transfer Record). The '计量计划' tab is selected. The main content area displays the '设备计量计划' (Equipment Measurement Plan) for a specific device (设备名称: 法国赛特力高频电刀, 设备编码: 唯一码: 000072). The '通知人员' (Notification Personnel) section includes options for '发送形式' (Send Form) and '发送给相关人员' (Send to relevant personnel). The '自动生成' (Automatic Generation) section includes fields for '工单服务类型' (Work order service type) and '工单服务内容' (Work order service content). A '保存' (Save) button is highlighted at the bottom right.