

计量单派工指引流程

计量单工单流程



一、进入工单管理中新增计量单界面。

医疗设备管理平台

医疗机构测试1

消息 张三 系统设置

当前位置 > 工单管理 > 计量认证 > 新增计量单

新增计量单

基础信息

* 设备名称 选择 设备唯一码 设备类型

设备所属科室

设备计量信息

报单时间 2022-01-05 14:32:29 紧急程度

报单人 张三 选择 计量类型

图片信息 附件信息

计量内容

生成计量工单

二、填写需要计量的设备的基础信息、设备计量信息，填写完成后点击下方的生成计量工单。

设备计量前情况可以通过图片、视频、文件等方式上传为工单附件。

医疗设备管理平台

医疗机构测试1

消息 张三 系统设置

当前位置 > 工单管理 > 计量认证 > 新增计量单

新增计量单

基本信息

* 设备名称 新华牌三次预真空灭菌器 选择

设备唯一码 000035

设备类型

设备所属科室 口腔科

设备计量信息

报单时间 2022-01-05 14:32:29

报单人 张三 选择

计量类型 外送计量

紧急程度 不紧急

图片信息

附件信息

计量内容 不紧急的真空灭菌器外送计量

生成计量工单

三、自动跳转至计量单管理页面，点击派工键。

The screenshot displays the '医疗设备管理平台' (Medical Equipment Management Platform) interface. The left sidebar contains various management options, with '工单管理' (Work Order Management) selected. The main content area shows the '医疗机构测试1' (Medical Institution Test 1) page, specifically the '计量单管理' (Measurement Single Management) section. A '待派工' (Waiting for Dispatch) button is visible at the top left of the main content area. Below it, there are filters for '委外计量' (Outsourced Measurement), '内部计量' (Internal Measurement), and '历史工单' (Historical Work Orders), along with a '刷新' (Refresh) button. A search bar with the placeholder '请输入关键词' (Please enter keywords) and a '查询' (Search) button is present. The main data table has the following structure:

序号	操作	工单号	报单时间	设备名称	设备类型	计量类型	紧急程度	工单状态
1	派工	JL20220105144012353	2022/01/05 14:40:12	新华牌三次预真空灭菌器		外送计量	不紧急	待派工

The '派工' button in the first row of the table is highlighted with a red box, and a red arrow labeled '5' points to it. At the bottom right of the table, there are pagination controls: '上一页' (Previous Page), '1', '下一页' (Next Page), and '10条/页' (10 items per page).

四、选择派工方式（合约委外、临时委外、内部计量、临聘计量）。

1. **合约委外**：派工给与该设备委外关联的相应服务商。
2. **临时委外**：派工给已邀约授权、但未与本台设备关联的服务商。
3. **内部计量**：派工给医疗机构管理员、内部工程师、或其他有设备计量权限的员工。
4. **临聘计量**：派工给已有合约的临聘人员。

The screenshot displays a web-based interface for service dispatch. On the left is a dark blue sidebar with a menu containing items like '培训工单', '外借租赁', '维保作业', '预警计划', '证照管理', '备件管理', '委外业务管理', '临聘人员管理', '统计报表', and '不良事件管理'. The main content area is white and shows the following details:

- 计量内容: 不紧急的真空灭菌器外送计量
- 派工方式: A row of four buttons: '合约委外', '临时委外' (highlighted with a red box), '内部计量', and '临聘计量'.
- 请选择服务商: 服务商测试1 [选择]
- 服务商资料:
 - 服务商名称: 服务商测试1 | 联系人: | 所在区域: 广东省广州市天河区
 - 详细地址: 广州市天河区兴民路 | 联系电话:
- Bottom right: 确认派工 button and a back arrow icon.

1) 选择合约委外时，将自动填写关联服务商的相关信息。

The screenshot displays a web application interface for medical equipment management. On the left is a dark blue sidebar with a navigation menu. The main content area is white and contains a form for creating a measurement order. At the top right, there are user and system settings icons. The breadcrumb trail indicates the current location: '当前位置 > 工单管理 > 计量认证 > 计量单流程'. The form header shows the measurement order number (JL20220105144012353), equipment name (新华牌三次预真空灭菌器), unique code (000035), and department (口腔科). The 'Equipment Measurement Information' section includes fields for report time (2022/01/05 14:40:12), reporter (张三), measurement type (外送计量), urgency (不紧急), and image/attachment information, each with a 'Download' button. The 'Measurement Content' is '不紧急的真空灭菌器外送计量'. The 'Dispatch Method' section has four tabs: 'Contract Outsourcing' (selected), 'Temporary Outsourcing', 'Internal Measurement', and 'Temporary Measurement'. The 'Service Provider Information' section shows details for '服务商测试1', including contact person, address (广州市天河区兴民路), and region (广东省广州市天河区). A 'Confirm Dispatch' button is located at the bottom center, and a back arrow is at the bottom right.

医疗设备管理平台

医疗机构测试1

消息 张三 系统设置

当前位置 > 工单管理 > 计量认证 > 计量单流程

计量单号: JL20220105144012353 设备名称:新华牌三次预真空灭菌器 唯一码: 000035 权属: 口腔科

设备计量信息

报单时间: 2022/01/05 14:40:12 报单人: 张三 计量类型: 外送计量

紧急程度: 不紧急 图片信息: 附件信息:

计量内容: 不紧急的真空灭菌器外送计量

派工方式

合约委外 临时委外 内部计量 临聘计量

服务商资料

服务商名称: 服务商测试1 联系人: 所在区域: 广东省广州市天河区


详细地址: 广州市天河区兴民路 联系电话:

确认派工

2) 若临时委外，则从所有已邀约授权服务商中选择。



3) 若选择内部计量，从院内具有相应权限的账号中选择计量人员。



4) 若**临聘计量**，则选择相应临聘人员。

需要新增临聘人员时，点击新增人员，填写人员信息后，点击保存，此时系统将分配账号给该名临聘人员，并通过手机短信提醒。



当前位置 > 临聘人员管理 > 临聘人员 > 新增临聘人员

新增临聘人员

* 姓名

* 手机

合约开始时间

合约结束时间

五、点击**确认派工**按键，工单将自动推送给相应人员进行计量操作。

The screenshot displays the 'Medical Institution Test 1' interface. The left sidebar contains navigation options such as 'Home', 'Equipment Archive Management', 'Work Order Management', 'Equipment Maintenance', 'Maintenance', 'Calibration', 'New Calibration Order', 'Calibration Order Management', 'Training Work Order', 'External Rental', 'Maintenance Work', 'Pre-alarm Plan', 'License Management', 'Spare Parts Management', 'Outsourcing Business Management', 'Temporary Staff Management', 'Statistical Reports', and 'Incident Management'. The main content area shows the 'Calibration Order Management' section for a specific order. The order details include: 'Calibration Order No.: JL20220105144012353', 'Equipment Name: Xinhua Brand Three-time Pre-vacuum Sterilizer', 'Unique Code: 000035', and 'Department: Stomatology'. The 'Equipment Calibration Information' section shows the report time as 2022/01/05 14:40:12, the reporter as Zhang San, and the calibration type as 'External Calibration'. The 'Dispatch Method' section has tabs for 'Contract Outsourcing', 'Temporary Outsourcing', 'Internal Calibration', and 'Temporary Calibration', with 'Temporary Outsourcing' selected. Below this, there is a dropdown menu for 'Please select service provider' with 'Service Provider Test 1' selected and a 'Select' button. The 'Service Provider Information' section shows the service provider name as 'Service Provider Test 1', the contact person as 'Contact Person', the contact phone as 'Contact Phone', and the region as 'Guangdong Province, Guangzhou City, Tianhe District'. A red circle with the number 6 and a red arrow points to the 'Confirm Dispatch' button at the bottom of the page.

医疗设备管理平台

医疗机构测试1

消息 张三 系统设置

当前位置 > 工单管理 > 计量认证 > 计量单流程

计量单号: JL20220105144012353 设备名称:新华牌三次预真空灭菌器 唯一码: 000035 权属: 口腔科

设备计量信息

报单时间: 2022/01/05 14:40:12 报单人: 张三 计量类型: 外送计量

紧急程度: 不紧急 图片信息: 附件信息:

计量内容: 不紧急的真空灭菌器外送计量

派工方式

合约委外 临时委外 内部计量 临聘计量

请选择服务商: 服务商测试1 选择

服务商资料

服务商名称: 服务商测试1 联系人: 所在区域: 广东省广州市天河区

详细地址: 广州市天河区兴民路 联系电话:

确认派工

六、工单完成后将有手机短信提醒，此时可进入**计量单管理**界面进行评价。

医疗设备管理平台

医疗机构测试1

消息 张三 系统设置

当前位置 > 工单管理 > 计量认证 > 计量单管理

待派工 委外计量 内部计量 历史工单 刷新

计量单管理

待接单 待预约 待签到 待完工 待评价 完结归档 导出Excel

请输入关键词 查询

序号	操作	服务商名称	工单号	报单时间	设备名称	设备类型	来源
1	评价 详情	服务商测试1	PT20220105144652895	2022/01/05 14:46:52	新华牌三次预真空灭菌器		医疗机构

上一页 1 下一页 10条/页

7

七、评价后点击提交，此时工单完成，并自动跳转至计量单进度界面。

医疗设备管理平台

医疗机构测试1

消息 张三 系统设置

当前位置 > 工单管理 > 计量认证 > 委外计量单流程

计量单号: PT20220105144652895 设备名称: 新华牌三次预真空灭菌器 唯一码: 000035 权属: 口腔科

刷新

计量情况

实际完工时间: 2022/01/05 14:48:05 计量工时(小时): 0.01 认证图片:  下载

认证附件:  下载

计量完成情况: 已完成计量
计量备注: 设备符合标准

评价情况

* 评价等级: 非常满意

* 评价内容: 完成度高

提交

- 首页
- 设备档案管理
- 工单管理
- 设备维修
- 保养维护
- 计量认证
- 新增计量单
- 计量单管理
- 培训工单
- 外借租赁
- 维保作业
- 预警计划
- 证照管理
- 备件管理
- 委外业务管理
- 临聘人员管理
- 统计报表
- 不良事件管理

当前位置 > 工单管理 > 计量认证 > 委外计量单详情

计量单进度 计量单详情

工单进度条

