

设备配置许可证管理指引流程

设备操配置许可证录入主要有**两种**方法：

- 一、在证照管理的设备配置许可证管理中添加；
- 二、在设备档案中的新增档案或修改档案详情中添加。

一、 方法一：在证照管理中添加和修改

1. 新增证照信息

1) 选择设备

在**证照管理**的**设备配置许可证管理**界面中，点击右上角的**新增设备配置许可证管理**，点击左上角的**关联设备**，**勾选**对应设备并点击确定。

若该配置许可证对应多台设备，则可以同时勾选、批量设置设备的证照信息。

当前位置 > 证照管理 > 设备配置许可证管理

设备配置许可证管理

新增设备配置许可证

请输入关键词 查询 设备类型: 所属科室:

序号	操作	设备名称	证件号	配置许可证有效期	设备类型	所属科室	预警提前量	发送时间	单位
----	----	------	-----	----------	------	------	-------	------	----

维保作业

预警计划

证照管理

设备配置许可证管理

已选择设备

关联设备

行号	设备名称
----	------

1	新华牌二次预真空灭菌器
---	-------------

请输入查询条件

查询

新增设备档案

刷新

<input type="checkbox"/>	操作	设备名称	唯一码	维保服务商	设备类型	规格型号	单位	序列号
<input type="checkbox"/>	详请	螺丝钉	000073			SUINH		
<input type="checkbox"/>	详请	法国赛特力高频电刀	000072			25升MOST-T		
<input checked="" type="checkbox"/>	详请	新华牌三次预真空灭菌器	000071			24升MOST-T		
<input type="checkbox"/>	详请	电动吸引器 (斯曼峰)	000070			YX9300		
<input type="checkbox"/>	详请	电动吸引器 (斯曼峰)	000069			YX9300		
<input type="checkbox"/>	详请	高压注射器	000068			Spectris Solaris D		
<input type="checkbox"/>	详请	高压注射器	000067			Spectris Solaris EP		
<input type="checkbox"/>	详请	高压注射器	000066			Spectris Solaris EP		
<input type="checkbox"/>	详请	B-r检测仪	000065			JB4040		
<input type="checkbox"/>	详请	直读式x-r 辐射个人剂量当量 (率) 监测仪	000064			JB4020		

上一页

1

2

3

4

5

6

下一页

取消

确定

2) 基础设置

设备选择完成后，进行基础设置。填写颁证单位、证件号、有效期、提前预警时间、发送时间、许可证图片等信息。

比如设置有效期是 2025 年 1 月 31 号，提前预警时间为 180 天，发送时间为 10:00，那么系统就会在证照到期前 180 天开始，每天 10:00 发送证照到期提醒到指定人员，直至该预警已被处理或已过期。

证照图片或文件可以上传为附件，为证照留下相关凭证。

基础设置

颁证单位	<input type="text"/>	证件号	<input type="text"/>	有效期	<input type="text" value="请选择日期"/>
提前预警时间(天)	<input type="text" value="180"/>	发送时间	<input type="text" value="08:00:00"/>		
描述	<input type="text"/>				
许可证	<input type="button" value="+ 上传"/>				

3) 人员通知

勾选通知的发送形式，选择需要通知的人员，点击**保存**，即可完成预警计划。

注意：预警有三种提醒方式，**电脑首页通知**、**短信通知**和**微信通知**。微信通知需要**先登录小程序绑定账号并且关注公众号**才能收到通知。

相关人员指的是与此计划的录入人和修改人，指定人员可以多选已录入平台的任意账号。

通知人员

发送形式 电脑首页通知 短信通知 微信通知 (接收微信通知的用户需先登录小程序绑定账号并关注公众号)

发送给相关人员 发送给指定人员

发送内容模板

2. 修改证照信息

点击设备配置许可证管理界面的修改，更正信息，修改完毕后点击保存即可。

当前位置 > 证照管理 > 设备配置许可证管理

设备配置许可证管理

新增设备配

请输入关键词 查询 设备类型: 所属科室:

<input type="checkbox"/>	序号	操作	设备名称	证件号	配置许可证有效期	设备类型	所属科室	预警提前量	发
<input type="checkbox"/>	1	修改 删除	新华牌三次预真空灭菌器	000000001	2025-01-31		口腔科	30	11

上一页 1 下一页 10

二、 方法二：在设备档案中添加和修改

1. 新增设备时添加配置许可证

在新增设备档案的同时，点击下方的配置许可证按钮，进行许可证的基础设置，将需要填写的信息填写完毕后，点击保存，即可完成配置许可证信息的录入。

The screenshot displays the 'Medical Equipment Management Platform' interface. On the left is a dark blue sidebar with a menu. The main content area is titled 'Medical Institution Test 1' and shows the 'Add New Equipment' form. The form includes various input fields for equipment details and a 'Configure License' button. A 'Save' button is located at the bottom right of the form.

Medical Equipment Management Platform

医疗机构测试1

消息 张三 系统设置

当前位置 > 设备档案管理 > 新增设备档案

新增设备档案

*设备名称 选择 *所属科室名称 选择 规格型号

设备编码 单位 设备品牌

产地 生产厂家 序列号

质保类型 UDI码 生产日期

质保到期日 购买日期 安装日期

计量方式 保养方式 设备描述

④ 配置许可证 操作证 附件

基础设置

颁证单位 证件号 有效期

提前预警时间(天) 180 发送时间 08:00:00

⑤ 保存

2. 修改已录入设备的配置许可证

在查询设备档案的详情中，点击上方配置许可证按钮，可对许可证的基础设置进行修改，完成信息修改后，点击保存，即可完成配置许可证信息的修改。

医疗设备管理平台

医疗机构测试1

消息 张三 系统设置

当前位置 > 设备档案管理 > 查询设备档案

基础资料/设备档案

新增设备档案 导出Excel

请输入关键词 查询 科室: 请点击选择 清空

序号	操作	在档状态	设备名称	唯一码	所属科室名称	规格型号	设备编码	单位	产地
1	详情	在档	检眼镜	000075	眼科	YZGH	011	台(套)	中国
2	详情	在档	螺丝钉	000074	眼科	SUINH			
3	详情	在档	螺丝钉	000073	眼科	SUINH			
4	详情	在档	法国赛特力高频电刀	000072	口腔科	25升MOST-T			
5	详情	在档	新华牌三次预真空灭菌器	000071	口腔科	24升MOST-T			
6	详情	在档	电动吸引器(斯曼峰)	000070	口腔科	YX9300			
7	详情	在档	电动吸引器(斯曼峰)	000069	口腔科	YX9300			
8	详情	在档	高压注射器	000068	CT室	Spectris Solaris D			
9	详情	在档	高压注射器	000067	MR室	Spectris Solaris EP			
10	详情	在档	高压注射器	000066	MR室	Spectris Solaris EP			

前一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 10条/页 跳至

④

档案详情 维保商 保养计划 计量计划 **配置许可证** 操作证 附件 历史工单 转科记录

设备配置许可证

设备名称: 检眼镜 设备编码: 011 唯一码: 000075

许可证号: 有效期: 2023-01-06

提前预警时间(天) 发送时间

描述

许可证

通知人员

发送形式 电脑首页通知 短信通知 微信通知 (接收微信通知的用户需先登录小程序绑定账号并关注公众号)

发送给相关人员 发送给指定人员

发送内容模板

⑤