

设备操作证管理指引流程

设备操作证录入主要有**两种**方法：

- 一、在证照管理的设备操作证管理中添加；
- 二、在设备档案中的新增档案或修改档案详情中添加。

一、 方法一：在证照管理中添加和修改

1. 新增证照信息

1) 选择设备

在**证照管理**的**设备操作证管理**界面中，点击右上角的**新增设备操作证管理**。

点击左上角的**关联设备**，**勾选**对应设备并点击确定。

若该操作证对应多台设备，则可以同时勾选、批量设置设备的证照信息。

医疗设备管理平台

- 首页
- 设备档案管理
- 工单管理
- 维保作业
- 预警计划
- 证照管理** ①
 - 设备配置许可证管理
 - 设备操作证管理** ②
 - 人员资质管理

医疗机构测试1

消息 张三 系统设置

当前位置 > 证照管理 > 设备操作证管理

设备操作证管理

③ [新增设备操作证](#)

请输入关键词 [查询](#) 设备类型: 所属科室:

序号	操作	设备名称	证件号	操作证有效期	设备类型	所属科室	预警提前量	发送时间	单位
暂无数据									

- 工单管理
- 维保作业
- 预警计划
- 证照管理**
 - 设备配置许可证管理
 - 设备操作证管理**

已选择设备

[关联设备](#)

行号	设备名称	唯一码
----	------	-----

选择设备

X

请输入查询条件

查询

新增设备档案

刷新

<input type="checkbox"/>	操作	设备名称	唯一码	维保服务商	设备类型	规格型号	单位	序列号
<input type="checkbox"/>	详情	直读式x-r 辐射个人剂量当量 (率) 监测仪	000064			JB4020		
<input checked="" type="checkbox"/>	详情	环境监测用x-r辐射空气比释动能率仪	000063			JB4000		
<input type="checkbox"/>	详情	放射性活度计(PETMR)	000062			RM-905a		
<input type="checkbox"/>	详情	放射性活度计 (PETCT)	000061			RM-905a		
<input type="checkbox"/>	详情	医用磁共振成像设备 (MR)	000060			MAGNETOM Skyra、3.0T		
<input type="checkbox"/>	详情	X射线电子计算机体层螺旋扫描装置 (CT)	000059			SOMATOM Emotion 16、16排		
<input type="checkbox"/>	详情	口腔X射线机; 牙科影像板扫描仪	000058			EZX-60; FireCR Dental		
<input type="checkbox"/>	详情	牙科综合治疗台 普兰梅卡	000057			Compact1		
<input type="checkbox"/>	详情	拓普康眼压计	000056			CT-1		
<input type="checkbox"/>	详情	裂隙灯	000055	服务商测试1		SL-2G		

上一页 1 2 3 4 5 6 下一页

取消

确定

2) 基础设置

设备选择完成后，进行基础设置。填写颁证单位、证件号、姓名、性别、职称、可操作大型设备名称、签发日期、提前预警时间、操作证图片等信息。比如设置有效期是 2025 年 1 月 31 号，提前预警时间为 180 天，发送时间为 10:00，那么系统就会在证照到期前 180 天开始，每天 10:00 发送证照到期提醒到指定人员，直至该预警已被处理或已过期。证照图片或文件可以上传为附件，为证照留下相关凭证。

基础设置

颁证单位	<input type="text"/>	证件号	<input type="text"/>	姓名	<input type="text"/>
性别	<input type="text" value="请选择"/>	出生年月	<input type="text" value="请选择日期"/>	职称	<input type="text" value="请选择"/>
可操作大型设备名称	<input type="text"/>	签发日期	<input type="text" value="请选择日期"/>	有效期至	<input type="text" value="请选择日期"/>
提前预警时间(天)	<input type="text" value="5"/>	发送时间	<input type="text" value="08:00:00"/>		
描述	<input type="text"/>				
操作证	<input type="text" value="+ 上传"/>				

3) 人员通知

勾选通知的发送形式，选择需要通知的人员，点击**保存**，即可完成预警计划。

注意：预警有三种提醒方式，**电脑首页通知**、**短信通知**和**微信通知**。微信通知需要**先登录小程序绑定账号并且关注公众号**才能收到通知。

相关人员指该预警计划的录入人和修改人，指定人员则可以多选已录入平台的任意账号。

通知人员

发送形式 电脑首页通知 短信通知 微信通知 (接收微信通知的用户需先登录小程序绑定账号并关注公众号)

发送给相关人员 发送给指定人员

发送内容模板

2. 修改证照信息

点击设备操作证管理界面的修改，更正信息，修改完毕后点击保存即可。

当前位置 > 证照管理 > 设备操作证管理

设备操作证管理

新增设备操作证

请输入关键词 查询 设备类型: 所属科室:

序号	操作	设备名称	证件号	操作证有效期	设备类型	所属科室	预警提前量	发送
1	修改	环境监测用x-r辐射空气比释动能率仪	C000000001	2028-01-06		影像中心	5	08:00

上一页 1 下一页 10条/页

二、 方法二：在设备档案中添加和修改

1. 新增设备时添加操作证

在新增设备档案的同时，点击下方的**操作证**按钮，进行操作证的**基础设置**。
将需要填写的信息填写完毕后，点击**保存**，即可完成操作证信息的录入。

The screenshot displays the 'Medical Equipment Management Platform' interface. The left sidebar contains navigation options, with '设备档案管理' (Equipment Archive Management) and '新增设备档案' (Add New Equipment Archive) highlighted. The main content area is titled '新增设备档案' (Add New Equipment Archive) and contains a form with various input fields. A red box highlights the form fields, and a red circle with the number 3 is placed next to the '设备名称' (Equipment Name) field. Below the form, there are tabs for '维保商' (Maintenance Provider), '保养计划' (Maintenance Plan), '计量计划' (Measurement Plan), '配置许可证' (Configuration License), '操作证' (Operation Certificate), and '附件' (Attachments). The '操作证' tab is selected. Below the tabs, there is a '基础设置' (Basic Settings) section with fields for '颁证单位' (Issuing Unit), '证件号' (Certificate Number), '姓名' (Name), '性别' (Gender), '出生年月' (Date of Birth), and '职称' (Title). A red box highlights the '保存' (Save) button, and a red circle with the number 5 is placed next to it. A red circle with the number 4 is placed next to the '操作证' tab.

医疗设备管理平台

医疗机构测试1

消息 张三 系统设置

当前位置 > 设备档案管理 > 新增设备档案

新增设备档案

* 设备名称 选择 * 所属科室名称 选择 规格型号

③ 设备编码 单位 设备品牌

产地 生产厂家 序列号

质保类型 UDI码 生产日期

质保到期日 购买日期 安装日期

计量方式 保养方式 设备描述

维保商 保养计划 计量计划 配置许可证 ④ 操作证 附件

基础设置

颁证单位 证件号 姓名

性别 出生年月 职称

⑤ 保存

2. 修改已录入设备的操作证

点击**查看设备档案**，进入设备详情后，点击上方**操作证**按钮，进行操作证的**基础设置**。将完成信息修改后，点击**保存**，即可完成**配置许可证信息的修改**。

医疗设备管理平台

医疗机构测试1

消息 张三 系统设置

当前位置 > 设备档案管理 > 查询设备档案

基础资料/设备档案

新增设备档案 导出Excel

请输入关键词 查询 科室: 请点击选择 清空

序号	操作	在档状态	设备名称	唯一码	所属科室名称	规格型号	设备编码	单位	产地
1	详情	在档	检眼镜	000075	眼科	YZ6H	011	台(套)	中国
2	详情	在档	螺丝钉	000074	眼科	SUINH			
3	详情	在档	螺丝钉	000073	眼科	SUINH			
4	详情	在档	法国赛特力高频电刀	000072	口腔科	25升MOST-T			
5	详情	在档	新华牌三次预真空灭菌器	000071	口腔科	24升MOST-T			
6	详情	在档	电动吸引器(斯曼峰)	000070	口腔科	YX9300			
7	详情	在档	电动吸引器(斯曼峰)	000069	口腔科	YX9300			
8	详情	在档	高压注射器	000068	CT室	Spectris Solaris D			
9	详情	在档	高压注射器	000067	MR室	Spectris Solaris EP			
10	详情	在档	高压注射器	000066	MR室	Spectris Solaris EP			

上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 10条/页 跳至

首页

设备档案管理

新增设备档案

查询设备档案

二维码打印

二维码打印订单

设备档案导入

工单管理

维保作业

预警计划

证照管理

备件管理

委外业务管理

临聘人员管理

统计报表

不良事件管理

知识库

当前位置 > 设备档案管理 > 设备档案详情

4

档案详情 维保商 保养计划 计量计划 配置许可证 操作证 附件 历史工单 转科记录

设备操作证

设备名称: 检眼镜 设备编码: 011 唯一码: 000075

可操作人至设备名称

生效日期

请选择日期

有效期止

请选择日期

提前预警时间(天)

5

发送时间

08:00:00

描述

操作证

+
上传

通知人员

发送形式 电脑首页通知 短信通知 微信通知 (接收微信通知的用户需先登录小程序绑定账号并关注公众号)

发送给相关人员

录入人

选择

发送给指定人员

请选择

选择

发送消息模板

[设备名称]已经快到设备操作证到期日了, 设备操作证到期日是: [设备操作证到期日], 请及时处理!

5

保存

