

# 保养作业指引流程-电脑版

当保养人员接到派工的工单后，可以通过保养作业模块记录具体操作。



# 一、进入维保作业中保养作业界面。

The screenshot displays the 'Medical Equipment Management Platform' interface. On the left sidebar, the 'Maintenance Work' (维保作业) menu is highlighted with a red box and a red arrow labeled '1'. Below it, the 'Maintenance Work' (保养作业) sub-menu is also highlighted with a red box and a red arrow labeled '2'. The main content area shows the 'Medical Institution Test 1' (医疗机构测试1) page. The breadcrumb trail indicates the current location: '当前位置 > 维保作业 > 保养作业 > 保养单管理'. The 'Maintenance Order Management' (保养单管理) section includes a search bar and a list of maintenance orders. The list has columns for 'Serial Number' (序号), 'Operation' (操作), 'Work Order Number' (工单号), 'Report Time' (报单时间), 'Equipment Name' (设备名称), 'Equipment Type' (设备类型), 'Maintenance Type' (保养类型), 'Urgency Level' (紧急程度), and 'Work Order Status' (工单状态). Three orders are listed, with the first one having a 'Receive Order' (接单) button and the others having 'Details' (详情) buttons. The status of the first order is 'Waiting for Order' (待接单), the second is 'Waiting for Evaluation' (待评价), and the third is 'Waiting for Evaluation' (待评价). The page also features navigation controls like 'Previous Page' (上一页), 'Next Page' (下一页), and '10 items/page' (10条/页).

医疗设备管理平台

医疗机构测试1

消息 李四

当前位置 > 维保作业 > 保养作业 > 保养单管理

保养单管理

待接单<sup>1</sup> 待预约 待签到 待完工 待评价<sup>2</sup> 完结归档

请输入关键词 查询

序号	操作	工单号	报单时间	设备名称	设备类型	保养类型	紧急程度	工单状态
1	接单 详情	BY20220117150815531	2022/01/17 15:08:15	法国赛特力高频电刀		清洁保养	紧急	待接单
2	详情	BY20220113224021783	2022/01/13 22:40:21	超声骨密度仪				待评价
3	详情	BY20220111100305201	2022/01/11 10:03:05	电动吸引器 (斯曼峰)		更换易损件	紧急	待评价

上一页 1 下一页 10条/页

二、点击待接单页面的接单键。

内部工程师只能看到派单给自己的工单。该工单会自动带出已录入的设备信息、报修人员所上传的附件等资料。

医疗设备管理平台

医疗机构测试1

消息 李四

当前位置 > 维保作业 > 保养作业 > 保养单管理

保养单管理

待接单<sup>1</sup> 待预约 待签到 待完工 待评价<sup>2</sup> 完结归档

请输入关键词 查询

序号	操作	工单号	保养人	报单时间	设备名称	设备类型	保养类型	紧急程度	工单
1	接单 详情	BY20220117150815531	李四	2022/01/17 15:08:15	法国赛特力高频电刀		清洁保养	紧急	待接

上一页 1 下一页 10条/页

3

### 三、跳转至保养单流程页面，点击下方确认接单键。

医疗设备管理平台

医疗机构测试1

消息 李四

当前位置 > 维保作业 > 保养作业 > 保养单流程

保养单号: BY20220117150815531 设备名称: 法国赛特力高频电刀 唯一码: 000036 权属: 口腔科

刷新

保养信息

报单时间: 2022/01/17 15:08:15 报单人: 张三 保养类型: 清洁保养

紧急程度: 紧急 图片信息:  附件信息: 

下载 下载

保养内容: 紧急的高频电刀清洁保养

保养人信息

保养人: 李四 保养科室: 设备科

4

确认接单

四、点击页面右上角**预约**键，选择保养方式和开始保养的时间，然后点击页面下方的**确认预约**。

医疗设备管理平台

医疗机构测试1

消息 李四

当前位置 > 维保作业 > 保养作业 > 保养单详情

保养单进度 保养单详情

保养单号: BY20220117150815531 设备名称: 法国赛特力高频电刀 唯一码: 000036 权属: 口腔科

取消接单 预约 打印

基础信息

设备名称:	法国赛特力高频电刀	设备唯一码:	000036	设备类型:	
设备所属科室:	口腔科				

保养信息

报单时间:	2022/01/17 15:08:15	报单人:	张三	保养类型:	清洁保养
紧急程度:	紧急	图片信息:	 下载	附件信息:	 下载
保养内容:	紧急的高频电刀清洁保养				

保养人信息

保养人:	李四	保养科室:	设备科
------	----	-------	-----

首页

维保作业

维修作业

保养作业

计量作业

不良事件管理

当前位置 > 维保作业 > 保养作业 > 保养单流程

保养单号: BY20220117150815531 设备名称: 法国赛特力高频电刀 唯一码: 000036 权属: 口腔科

刷新

保养信息

报单时间: 2022/01/17 15:08:15

报单人: 张三

保养类型: 清洁保养

紧急程度: 紧急

图片信息:



下载

附件信息:



下载

保养内容: 紧急的高频电刀清洁保养

保养人信息

保养人: 李四

保养科室: 设备科

保养方式信息

保养方式 清洁保养

预约开始时间 2022-01-18 15:03:57

6

确认预约



五、工程师到达现场后，点击右上角**签到**键，填写**实际开工时间**后，点击页面下方的**确认签到**。

The screenshot displays the 'Medical Equipment Management Platform' interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation options: '首页' (Home), '维保作业' (Maintenance Work), '维修作业' (Repair Work), '保养作业' (Maintenance Work), '计量作业' (Measurement Work), and '不良事件管理' (Adverse Event Management). The main content area is titled '医疗机构测试1' (Medical Institution Test 1) and shows the breadcrumb '当前位置 > 维保作业 > 保养作业 > 保养单详情' (Current Location > Maintenance Work > Maintenance Work > Maintenance Order Details). Below this, there are tabs for '保养单进度' (Maintenance Order Progress) and '保养单详情' (Maintenance Order Details). The details section includes: '保养单号: BY20220117150815531', '设备名称: 法国赛特力高频电刀', '唯一码: 000036', and '权属: 口腔科'. At the top right of the details section, there are three buttons: '取消预约' (Cancel Appointment), '签到' (Sign-in), and '打印' (Print). The '签到' button is highlighted with a red box, and a red arrow with a circled '7' points to it. Below this are sections for '基础信息' (Basic Information), '保养信息' (Maintenance Information), and '保养人信息' (Maintenance Person Information). The '基础信息' section shows '设备名称: 法国赛特力高频电刀', '设备唯一码: 000036', and '设备类型:'. The '保养信息' section shows '报单时间: 2022/01/17 15:08:15', '紧急程度: 紧急', '报单人: 张三', '图片信息: [Image] 下载', '保养类型: 清洁保养', and '附件信息: [Image] 下载'. The '保养内容: 紧急的高频电刀清洁保养'. The '保养人信息' section shows '保养人: 李四' and '保养科室: 设备科'. A blue back arrow is visible in the bottom right corner.

首页

维保作业

维修作业

保养作业

计量作业

不良事件管理

当前位置 > 维保作业 > 保养作业 > 保养单流程

保养单号: BY20220117150815531 设备名称: 法国赛特力高频电刀 唯一码: 000036 权属: 口腔科

刷新

报单时间: 2022/01/17 15:08:15

报单人: 张三

保养类型: 清洁保养

紧急程度: 紧急

图片信息:



下载

附件信息:



下载

保养内容: 紧急的高频电刀清洁保养

保养人信息

保养人: 李四

保养科室: 设备科

保养方式信息

保养方式: 清洁保养

预约开始时间: 2022/01/18 15:03:57

签到信息

\* 实际开工时间 2022-01-18 15:08:20

8

确认签到





六、完成设备保养工作后，点击右上角**完工**键。填写**实际完工时间**、**完成工时**、**完工情况**等信息后，点击页面下方的**确认完工**。设备保养后的图片、视频等文件，可以作为凭证上传为**附件**。  
此时该保养工单完成，待管理者评价。

The screenshot displays the 'Medical Equipment Management Platform' interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation options: '首页' (Home), '维保作业' (Maintenance Work), '维修作业' (Repair Work), '保养作业' (Maintenance Work), '计量作业' (Measurement Work), and '不良事件管理' (Adverse Event Management). The main content area is titled '医疗机构测试1' (Medical Institution Test 1) and shows the breadcrumb '当前位置 > 维保作业 > 保养作业 > 保养单详情' (Current Location > Maintenance Work > Maintenance Work > Maintenance Order Details). The page features two tabs: '保养单进度' (Maintenance Order Progress) and '保养单详情' (Maintenance Order Details), with the latter being active. At the top right, there are icons for '消息' (Messages) and '李四' (Li Si). The main content area displays the following information: '保养单号: BY20220117150815531', '设备名称: 法国赛特力高频电刀', '唯一码: 000036', and '权属: 口腔科'. Below this, there are three buttons: '取消签到' (Cancel Sign-in), '完工' (Completion), and '打印' (Print). A red circle with the number '9' and a red arrow points to the '完工' button. The '基础信息' (Basic Information) section includes: '设备名称: 法国赛特力高频电刀', '设备唯一码: 000036', '设备类型:', '设备所属科室: 口腔科'. The '保养信息' (Maintenance Information) section includes: '报单时间: 2022/01/17 15:08:15', '报单人: 张三', '保养类型: 清洁保养', '紧急程度: 紧急', '图片信息:' (with a '下载' button), and '附件信息:' (with a '下载' button). The '保养内容: 紧急的高频电刀清洁保养' (Maintenance Content: Emergency high-frequency electrosurgical knife cleaning maintenance) is also displayed. The '保养人信息' (Maintenance Person Information) section shows '保养人: 李四' (Maintenance Person: Li Si) and '保养科室: 设备科' (Maintenance Department: Equipment Department). A blue back arrow is located at the bottom right corner of the page.

当前位置 > 维保作业 > 保养作业 > 保养单流程

保养单号: BY20220117150815531 设备名称:法国赛特力高频电刀 唯一码: 000036 权属: 口腔科

刷新

保养方式信息

保养方式: 清洁保养

预约开始时间: 2022/01/18 15:03:57

签到信息

\* 实际开工时间: 2022/01/18 15:08:20

完工情况信息

\* 实际完工时间 2022-01-18 15:16:27

\* 完成工时(小时) 0.13

完工附件:



上传

下载 删除

\* 完工情况

很好

完工备注

10  
确认完工

