


10. 巡检作业指引流程

巡检任务生成后，相关负责人可登录手机版 app 或小程序进行处理。巡检作业的入口有两个，一个是首页，另一个在【发起】模块中。



一、 执行巡检任务

通过首页【巡检作业】-【任务执行】模块，可以看到此时有几个巡检任务等待处理。



点击任务执行，可以看到今日和本周待执行的巡检任务，点击需要执行的任务，点选待检查的设备，扫描设备二维码进行确认。

若有情况导致无法扫描，点击跳过扫码，选择跳过的原因，就可以了。





今日

本周

任务编号 XJ20220804110317742 待执行

计划名称 消毒锅检查
巡检人 王五 [点击该项](#)
计划开始时间 2022/08/04 15:00
设备点位总数 2

任务编号 XJ20220804134432526 待执行

计划名称 压力容器定期检查
巡检人 王五
计划开始时间 2022/08/04 15:00
设备点位总数 1

[加载更多](#)



未检2

已检0

设备名称 眼科泪道激光治疗仪 待检

巡检状态 待检
设备编号 000003
规格型号
待检项 2
异常项

设备名称 眼底观察装置 待检

巡检状态 待检
设备编号 000008
规格型号 德国/Zeiss/Resight 700
待检项 2
异常项

[加载更多](#)

扫码

跳过扫码

取消



未检2

已检0

设备名称 眼科泪道激光治疗仪 待检

巡检状态 待检

设备编号 000003

规格型号

待检项 2

异常项

设备名称 眼底观察装置 待检

巡检状态 待检

设备编号 000008

规格型号 德国/Zeiss/Resight 700

待检项 2

二维码损坏

二维码丢失


无信号

其它

取消

扫描设备二维码后，上传现场图片，填写巡检项目情况，然后点击提交即可。

提交完成后，回到【未检】页面，继续完成其余设备的检查工作即可。





眼科泪道激光治疗仪

现场图片 (最多上传5张)



是否有做生物实验 **必填** 备注

记录: 是 否

结论: 正常 异常

是否使用试纸 **必填** 备注

记录: 是 否

结论: 正常 异常



提交

取消



未检1

已检1

设备名称 眼底观察装置 待检

巡检状态 待检

设备编号 000008

规格型号 德国/Zeiss/Resight 700

待检项 2

异常项

加载更多

继续完成未检工作

二、 管理员查看院内巡检情况

超管或设备管理员可以通过【巡检作业】 - 【巡检看板】查看本周、上周、本月或上月的巡检数据统计，例如任务指标、任务概况和设备概况。

点击其中某一项，可以查看具体的计算公式。



