

# 设备转科流程指引

## 一、设备转科操作流程

1. 在设备档案管理的查询设备档案界面中，找到需要转科的设备，点击详情，进入档案详情界面。

广州医疗机构

消息 99+ 超级管理员 系统设置

当前位置 > 设备档案管理 > 查询设备档案

基础资料/设备档案

新增设备档案 导出Excel 自定义列表

请输入关键词 查询 科室: 请点击选择 清空

序号	操作	在档状态	厂家信息	操作人员证照到期	设备名称	唯一码	所属科室名称	规格型号
1	详情	在档			血压计	000026	急诊科	
2	详情	在档			根管预备设备	000025	急诊科	NE274

2. 点击右上角的**修改**，进入档案修改界面后，**选择**设备即将转去的**科室**，完成后点击**保存**，即可完成转科。

医疗设备管理平台

广州医疗机构

消息 99+ 超级管理员 系统设置

当前位置 > 设备档案管理 > 设备档案详情

档案详情 维保商 保养计划 计量计划 配置许可证 操作证 附件 历史工单 转科记录

设备档案详情 设备名称: 血压计 设备编码: 000026

所属科室名称: 急诊科 操作人员证照到期: 厂家信息:

④ 修改 消档 停用 打印 自定义设计

医疗设备管理平台

广州医疗机构

消息 99+ 超级管理员 系统设置

当前位置 > 设备档案管理 > 设备档案修改

设备档案修改

\*设备名称 血压计 选择 \*所属科室名称 急诊科 选择 操作人员证照到期

厂家信息 规格型号 设备编码

自定义设计

请选择科室



请输入查询条件

查询

新增科室

刷新

操作	科室名称
<input type="radio"/> 详请	口腔科
<input type="radio"/> 详请	皮肤科
<input type="radio"/> 详请	消毒室
<input type="radio"/> ⑥ 详请	麻醉科
<input checked="" type="radio"/> 详请	检验科
<input type="radio"/> 详请	急诊科

当前位置 > 设备档案管理 > 设备档案修改

设备档案修改

自定义设计

* 设备名称	血压计	选择	* 所属科室名称	检验科	选择	操作人员证照到期		
厂家信息			规格型号			设备编码		
单位			设备品牌		▼	产地		
生产厂家			序列号			质保类型		▼
UDI码			生产日期	请选择日期	📅	质保到期日	请选择日期	📅
购买日期	请选择日期	📅	安装日期	请选择日期	📅	计量方式		▼
保养方式		▼	设备描述					

⑦

保存



## 二、 查询转科记录

在设备档案管理的查询设备档案界面中，找到对应的设备，点击详情，进入档案详情界面。点击页面上方的转科记录，即可查看该设备的所有转科记录。

The image shows two screenshots of the 'Medical Equipment Management Platform' (医疗设备管理平台) interface for 'Guangzhou Medical Institution' (广州医疗机构).

**Top Screenshot: Querying Device Archives**

- Left sidebar: '设备档案管理' (Equipment Archive Management) is selected, with '查询设备档案' (Query Equipment Archives) highlighted by a red box and circled with a '2'.
- Main content: '基础资料/设备档案' (Basic Information/Equipment Archives) page. A search bar contains '请输入关键词' (Please enter keywords) and '查询' (Query). A dropdown menu for '科室' (Department) is set to '请点击选择' (Please click to select). A table lists equipment items:

序号	操作	在档状态	厂家信息	操作人员证照到期	设备名称	唯一码	所属科室名称	规格型号
1	详情	在档			血压计	000026	急诊科	
2	详情	在档			根管预备设备	000025	急诊科	NE274

**Bottom Screenshot: Viewing Transfer Records**

- Left sidebar: '设备档案管理' is selected, and '查询设备档案' is highlighted by a red box and circled with a '2'.
- Main content: '设备档案详情' (Equipment Archive Details) page. A breadcrumb trail shows '当前位置 > 设备档案管理 > 设备档案详情'. A tabbed interface includes '档案详情', '维保商', '保养计划', '计量计划', '配置许可证', '操作证', '附件', '历史工单', and '转科记录' (Transfer Records), which is highlighted by a red box and circled with a '4'.
- Below the tabs, the '设备转科记录' (Equipment Transfer Records) section is active, showing '设备名称: 血压计' (Equipment Name: Blood Pressure Monitor), '设备编码:' (Equipment Code:), and '唯一码: 000026' (Unique Code: 000026).
- A search bar contains '请输入查询条件' (Please enter search conditions) and '查询' (Query).
- A table displays the transfer records:

序号	操作	设备名称	原科室名称	新科室名称	转科时间	备注
1		血压计	检验科	急诊科	2021/12/17 11:15:53	

Page navigation at the bottom right shows '上一页' (Previous Page), '1', and '下一页' (Next Page).